

FROST PRODUCTS LTD.

solutions hygiéniques
au travail

**878-Les objets pointus et les déchets
biomédicaux, acier inoxydable**



5280 John Lucas Drive
Burlington, ON, Canada, L7L 5Z9
Tél: (905) 332-5700 E: info@frostproductsltd.com

• **Sa conception anti-vandalisme ultrarobuste fait en sorte que les déchets médicaux sont protégés de façon sécuritaire**

• **304 acier inoxydable calibre 14 et 18 avec finition brossée etsérigraphie en Anglais, Français et Espanol**

• **Livré de série avec un contenant à objets pointus jetables de 4 litres (5,5 po x 5,5 po X 12 po)**

• **Le dessus du contenant à rebuts est doté d'un tube encastré pour prévenir les accès non autorisés**

• **Convient à l'élimination des: aiguilles, seringues, lames, épingles, gaze et tampons d'ouate**



Suivez Nous



Frost Products



@FrostProducts



@FrostProducts




Frost Products



Les objets pointus et les déchets biomédicaux

Code 878: Les objets pointus et les déchets biomédicaux, acier inoxydable
Code 878-500: Boîte de 4 contenants intérieurs en plastique pour objets biomédicaux pointus et tranchants jetables

Dimensions en pouces (centimètres entre parenthèses)



Caractéristiques

- Emplacements:** • Convient pour les organismes de soins de santé, aussi bien que dans les contextes commerciaux tels qu'hôpitaux, centres hospitaliers de longue durée, bureaux de médecins et de dentistes, écoles/universités, immeubles à bureaux, aéroports et commerces de détail
- Matériaux:** • La porte d'accès enveloppante est en acier inoxydable 304 de calibre 18 avec fini brossé. La plaque de montage arrière est en acier de calibre 14 traité à la peinture poudre
- Caractéristiques:** • Côtés arrondis et les coins biseautés, ainsi que le texte sérigraphié en anglais, français et espagnol
• Le dessus du contenant à rebuts est doté d'un tube encastré pour prévenir les accès non autorisés
• Livré de série avec un contenant à objets pointus jetables de 4 litres (5,5 po x 5,5 po X 12 po)
• Convient à l'élimination des: aiguilles, seringues, lames, épingles, gaze et tampons d'ouate
- Capacité:** • Le contenant en plastique jetable intérieur a une capacité de 4 litres (4,23 pintes)
- Installation:** • Pour un accès sans restriction, la distance du bas de l'unité jusqu'au plancher ne doit pas dépasser 48 po (121,9)

